

Захист л. р.

Лаб . роб. № 3.

1. Дайте характеристику поняття “газовий (вуглеводневий) конденсат” і його складу. Яка різниця між нестабільним і стабільним конденсатом?

2. Що представляє собою віскозиметр типу Пінкевича?

3. Охарактеризуйте порядок підготовки віскозиметра Пінкевича до визначення кінематичної в'язкості вуглеводневого конденсату.

Запишіть формулу для визначення коефіцієнта кінематичної кінематичної в'язкості вуглеводневого конденсату. Розшифровка, одиниці виміру.

4. Охарактеризуйте порядок визначення кінематичної в'язкості вуглеводневого конденсату за допомогою віскозиметра типу Пінкевича.
(порядок виконання лабораторної роботи).

5 Як обробляють результати визначення кінематичної в'язкості вуглеводневого конденсату за допомогою віскозиметра типу Пінкевича?

6. Обладнання та прилади. Будова лабораторної установки.